

## Aerolizer®

### Cómo cargar una dosis de la medicina

1. Retire la tapa del inhalador. Gire la boquilla del Aerolizer para quitarla.
2. Tome una cápsula del envoltorio. Mantenga la cápsula en el envoltorio hasta que esté listo para usarla.
3. Coloque la cápsula en el orificio en el centro del dispositivo. Nunca coloque la cápsula directamente en la boquilla.
4. Gire la boquilla nuevamente hasta la posición cerrada.
5. Mantenga la boquilla y el inhalador en posición vertical. Presione los dos botones del lado del inhalador una vez, al mismo tiempo y con firmeza.

### Cómo inhalar la medicina:

6. Aleje la cabeza del Aerolizer. Respire profundo y exhale tanto como pueda.
7. Presione los labios alrededor de la boquilla del Aerolizer. Incline la cabeza levemente hacia atrás, mantenga el inhalador horizontal. Los botones deben estar a la izquierda y a la derecha del inhalador, no en la parte superior e inferior.
8. Inhale por la boca tan profundamente como pueda. Se escuchará un zumbido cuando la cápsula gira.
9. Retire el inhalador de la boca. Mantenga la respiración durante 5 a 10 segundos o tanto tiempo como pueda, con la boca cerrada. A continuación, reanude la respiración normal.
10. Gire la boquilla del Aerolizer para abrirlo. Tire la cápsula usada, gire la boquilla para cerrarla y vuelva a colocar la tapa del inhalador.
11. Enjuague su boca con agua y escupa.

### Consejos adicionales del inhalador:

1. El Aerolizer funciona al colocar una cápsula en el dispositivo.
2. Mantenga las cápsulas en el envase metálico hasta que esté listo para usar el Aerolizer.
3. Guarde el Aerolizer en un lugar fresco y seco. Si la boquilla se ensucia, límpiela con un paño.