











Cómo utilizar un inhalador de dosis medida (IDM) con cámara de inhalación y boquilla

<p>Paso 1. Controle su plan de atención del asma para ver cuándo debe tomar el medicamento utilizando el IDM con cámara de inhalación.</p>  <p>¿Se está acabando el IDM? Llame para renovar la receta antes de que se le acabe el IDM.</p>	<p>Paso 2. Revise la cámara.</p>  <p>Asegúrese de que que no haya objetos extraños en su interior.</p>	<p>Paso 3. Quite la tapa del IDM. Quite la tapa de la cámara. Coloque el IDM en el anillo de caucho en la parte posterior de la cámara.</p>  <p>Sacuda el MDI y la cámara al menos 15 veces.</p>
<p>Paso 4. Exhale.</p> 	<p>Paso 5. Coloque la boquilla de la cámara en la boca. Cierre bien los labios alrededor de la boquilla.</p> 	<p>Paso 6. Empuje el IDM hacia abajo para hacer pasar 1 atomización de medicamento a la cámara.</p> 
<p>Paso 7. Inspire una vez, LENTA Y PROFUNDAMENTE y retenga el aire durante 10 segundos.</p>  <p>No debería escuchar un silbido.</p>  <p>Exhale normalmente.</p>	<p>Paso 8. Si le recetaron 2 inhalaciones de medicamento, espere 1 minuto y luego repita los pasos 3, 4, 5, 6 y 7.</p> 	<p>Paso 9. Mantenga la cámara limpia. Se debe lavar la cámara una vez a la semana. Lave la cámara en una olla o recipiente limpios con agua caliente y detergente lavavajillas. No enjuague. Deje secar naturalmente. Nunca utilice una toalla para secar la cámara.</p>  <p>Si la cámara se raja o se rompe, es necesario reemplazarla.</p>